

**TPS SCALES**



Hãng sản xuất

Changzhou Accurate Weight Co.,Ltd

Nhãn hiệu

TPS

Theo chứng nhận

ĐLVN 50:2009, ĐLVN 286:2015, OIML R-111

Calibration Weights Manufacturer & Supplier

F1 (1mg - 1kg)



Model: F1 (1mg - 1kg)

Cấp chính xác: F1

Vật liệu: Thép không gỉ (inox 304)

Khối lượng riêng: 7.9 g / cm<sup>3</sup>

**Thông số kỹ thuật cơ bản**

Cấp chính xác F1 theo OIML – R111.

Hốc hiệu chuẩn: không hốc điều chỉnh (Non Adjusting cavity)

Hộp đựng bằng nhôm có mút xốp lót bảo vệ, giúp giảm trầy.

Từ tính: ≤ 25μT.

Kích thước hộp: (340 x 225 x 125) mm.

<b>Model</b>	<b>F1 (1mg - 1kg)</b>
Nominal mass	<b>1 mg - 1 kg</b>
Material	Stainless Steel
Structure	Solid
Type	Sheet
Density	7.9 g / cm <sup>3</sup>
Magnetic susceptibility	< 0.05
Package	Aluminium Box
Package size	(340 x 225 x 125) mm
Gross weight	4.1 kg
Intensity of polarization	≤ 25 μT

**Đặc tính kỹ thuật đo lường chính**

<b>Model</b>	<b>F1 (1mg - 1kg)</b>											
<b>Số lượng</b>	25 quả / bộ											
<b>Số lượng quả mg</b>	1 mg	2 mg	2 mg*	5 mg	10 mg	20 mg	20 mg*	50 mg	100 mg	200 mg	200 mg*	500 mg
<b>Sai số cho phép (±mg)</b>	0.02	0.02	0.02	0.02	0.025	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.08
<b>Số lượng quả g</b>	1 g	2 g	2 g*	5 g	10 g	20 g	20 g*	50 g	100 g	200 g	200 g*	500 g
<b>Sai số cho phép (±mg)</b>	0.1	0.12	0.12	0.16	0.2	0.25	0.25	0.3	0.5	1	1	2.5
<b>Số lượng quả kg</b>	1 kg											
<b>Sai số cho phép (±mg)</b>	5											
<b>Cấp chính xác</b>	F1 theo OIML R-111, JJG99-2006											
<b>Khối lượng riêng</b>	7.9 g / cm <sup>3</sup>											
<b>Từ tính</b>	≤ 25 μT											
<b>Kiểm định / hiệu chuẩn theo</b>	ĐLVN 50:2009 (Quả cân E2, F1 - Quy trình kiểm định) ĐLVN 286:2015 (Quả cân F1, F2, M1 - Quy trình hiệu chuẩn chuẩn đo lường)											
<b>Kích thước hộp</b>	(340 x 225 x 125) mm											
<b>Vận chuyển</b>	4.1 kg											
<b>Hộp đựng</b>	Nhôm có mút xốp lót bảo vệ											
<b>Ứng dụng</b>	Kiểm định/hiệu chuẩn cân CCX I, II, III. Kiểm tra nội bộ cho cân phân tích, kỹ thuật											
<b>Nhà sản xuất</b>	Changzhou Accurate Weight Co.,Ltd											
<b>Ủy quyền phân phối</b>	Ủy quyền phân phối tại Việt Nam bởi TPS (giấy chứng nhận ủy quyền)											
<b>Nhập khẩu bởi</b>	Thinh Phat Scales Electronic Joint Stock Company											
<b>Phụ kiện kèm theo</b>	Khăn và nhíp gấp quả cân											

**Hướng dẫn sử dụng quả cân**

	Không dùng tay chạm vào quả vì axit trên da dễ phá vỡ bề mặt quả cân		Sử dụng nhíp đầu mềm để gấp quả cân từ 1mg-200g		Trước khi sử dụng hãy kiểm tra bề mặt có các vết trên bề mặt, nước hay bụi không
--	--	--	---	--	--